

機器設置場所 (部署/部屋)			No.	現状														次期														備考	
				名称	数量	導入年月	製品名	メーカー	接続先	連携方法	RIS 接続	DICOM Service Class								接続先	連携方法	RIS 接続	DICOM Service Class										
												MM	MPS	Storage	SR	RDSR	Q/R	Print	RT				MM	MPS	Storage	SR	RDSR	Q/R	Print	RT			
放射線検査部門	1階	一般撮影室1	1	X線撮影装置	1		CONSOLE-ADVANCE	富士フィルム	PACS	オンライン連携	○	○		○						PACS	オンライン連携	○	○		○						検査対象		
		一般撮影室2	2	X線撮影装置	1		CONSOLE-ADVANCE	富士フィルム	PACS	オンライン連携	○	○		○						PACS	オンライン連携	○	○		○						検査対象		
		一般撮影室3	3	X線撮影装置	1		CONSOLE-ADVANCE	富士フィルム	PACS	オンライン連携	○	○		○						PACS	オンライン連携	○	○		○						検査対象		
		受付	4	ディスクバブリッシャー	1		PP-100NE	EPSON																									
		操作ホール(一般撮影室等)	5	デジタイザー	2		REGIUS 210	コニカミルタ	PACS	オンライン連携				○											○								
		操作ホール(一般撮影室等)	6	デジタイザー	1		2905M	アレイ	PACS	オンライン連携				○							PACS	オンライン連携				○							
		操作ホール(X線TV室等)	7	ドライイメージャー	1		DRIPIX EDGE	富士フィルム	PACS	オンライン連携									○		PACS	オンライン連携							○				
		操作ホール(一般撮影室等)	8	検像システム	2		SYNAPSE QA	富士フィルムメディカル	PACS	オンライン連携				○							PACS	オンライン連携				○							
		操作ホール(一般撮影室等)	9	ディスクバブリッシャー	1		PP-100NE2	EPSON																									
		操作ホール(一般撮影室等)	10	持込画像取込端末	1		OptiPlex	Dell	PACS	オンライン連携				○							PACS	オンライン連携				○						DVD MultiRecorder外付け	
		操作ホール(一般撮影室等)	11	FFR	1		FFRct	ハートフロー																								画像取込端末とUSBで接続し、画像の情報を取り込んでいる	
		マンモ撮影室	12	乳房X線撮影装置	1		AMULET Innovality	富士フィルム	PACS	オンライン連携	○	○		○							PACS	オンライン連携	○	○		○						FDR-3000AWSから変更、検査対象	
		骨密度測定室	13	骨密度測定装置	1		Horizon	東洋メディック	PACS	オンライン連携	○	○		○							PACS	オンライン連携	○	○		○						Discoveryから変更	
		X線TV撮影室1	14	X線透視撮影装置	1		CUREVISTA OPEN	富士フィルムヘルスケア	PACS	オンライン連携	○	○		○							PACS	オンライン連携	○	○		○							
		X線TV撮影室2	15	X線透視撮影装置	1		FLEXAVISION	島津製作所	PACS	オンライン連携	○	○	○	○			○				PACS	オンライン連携	○	○	○	○			○			内視鏡等の録画管理（富士フィルム：VistaRecord）	
		泌尿器撮影室	16	X線TV撮影装置	1		CUREVISTA	富士フィルム	PACS	オンライン連携	○	○		○				○			PACS	オンライン連携	○	○		○			○				
		操作ホール(X線TV室等)	17	デジタイザー	1		REGIUS 190	コニカミルタ	PACS	オンライン連携				○											○								
		CT撮影室1	18	CT装置	1		Aquilion Prime SP	キヤノンメディカルシステムズ	PACS	オンライン連携	○	○		○			○	○			PACS	オンライン連携	○	○		○			○	○			
		CT撮影室2	19	CT装置	1		SOMATOM Definition AS+	シーメンス	PACS	オンライン連携	○	○		○			○	○			PACS	オンライン連携	○	○		○			○	○			
		CT操作室	20	3D画像解析システム	1		VirtualPlace	AZE	PACS	オンライン連携				○				○			PACS	オンライン連携				○			○			親機1台（CT操作室） 子機4台（MRI室1、MRI室2、脳神経外科、CT操作室）	
		MRI撮影室1	21	MRI装置	1		Ingenia Elition X	フィリップス	PACS	オンライン連携	○	○		○							PACS	オンライン連携	○	○		○							
		MRI撮影室2	22	MRI装置	1		Ingenia Hp 1.5T Omega	フィリップス	PACS	オンライン連携	○	○		○							PACS	オンライン連携	○	○		○							
		放射線治療室	23	放射線治療装置	1		Elekta Synergy	エレクタ	PACS	オンライン連携				○							PACS	オンライン連携				○							
		放射線治療室	24	放射線治療計画システム	1		MONACO	エレクタ	PACS	オンライン連携				○				○			PACS	オンライン連携				○			○				
		アイソトープ検査室	25	核医学診断用装置	1		Optima NM 640	GEヘルスケア	PACS	オンライン連携	○	○		○				○			PACS	オンライン連携	○	○		○			○			・リモート保守あり ・解析用端末が更に1台あり（メーカーのソフト） 管理端末と接続し共有フォルダで画像を共有している。	
		ポータブル	26	X線撮影装置（ポータブル）	2		CONSOLE-ADVANCE MOBILE	富士フィルム	PACS	オンライン連携	○	○		○							PACS	オンライン連携	○	○		○						無線で検像に接続後、PACSへ送信 ※Sirius Star Mobile	
		全顎断層撮影室	27	全顎断層撮影装置	1		X720+2D	モリタ製作所	PACS	オンライン連携	○	○		○							PACS	オンライン連携	○	○		○						検査対象	
		血管造影室1（脳外等）	28	血管造影装置	1		Azurion7B20	フィリップス	PACS 循環器動画システム	オンライン連携	○	○	○	○			○	○			PACS循環器動画システム	オンライン連携	○	○	○			○	○			KADA→PACSにも動画をStorage連携 リモート保守あり（Zabbixでping監視） 循環器動画システムとはSTORAGEのみ（Q/R無し）	
			29	超音波画像診断装置（IVUS）	1		ボリス	Boston	PACS 循環器動画システム	オンライン連携	○	○		○							PACS循環器動画システム	オンライン連携	○	○		○						TERUMOのIVUSと同じIPアドレス（接続費の関係で、同時に接続することをしないように運用でカバー）	
			30	ボリグラフ	1	2025年8月	RMC-5000	日本光電	PACS 循環器動画システム	オンライン連携	○	○		○							PACS循環器動画システム	オンライン連携	○	○		○						DICOM画像、数値情報(XML/TEXT)出力	
			31	3D画像解析システム	1			フィリップス？	PACS	オンライン連携				○				○														ZIOはない	
		血管造影室2（循環器）	32	血管造影装置	1		Azurion7B12	フィリップス	PACS 循環器動画システム	オンライン連携	○	○	○	○			○	○			PACS循環器動画システム	オンライン連携	○	○	○			○	○			リモート保守あり（Zabbixでping監視） KADA→PACSにも動画をStorage連携 循環器動画システムとはSTORAGEのみ（Q/R無し）	
			33	超音波画像診断装置（IVUS）	1		VISICUBE	TERUMO	PACS 循環器動画システム	オンライン連携	○	○		○							PACS循環器動画システム	オンライン連携	○	○		○						BostonのIVUSと同じIPアドレス（接続費の関係で、同時に接続することをしないように運用でカバー）	
			34	ボリグラフ	1	2025年6月	RMC-5000	日本光電	PACS 循環器動画システム	オンライン連携	○	○		○							PACS循環器動画システム	オンライン連携	○	○		○						DICOM画像、数値情報(XML/TEXT)出力 循環器動画システムとはSTORAGEのみ（Q/R無し）	
			35	CoroFlow検査（血行動態測定医療機器プログラム）	1		COROFLOW	Abbott	循環器動画システム	オンライン連携	○	○		○							循環器動画システム	オンライン連携	○	○		○							
			36	観血式血管内圧測定用モニタ	1		OPTOMONITOR3	ゼオンメディカル	循環器動画システム	オンライン連携	○	○		○							循環器動画システム	オンライン連携	○	○		○							
			37	FFR	1		FFRangio@システム	キヤスワークス(CathWorks)	循環器動画システム	オンライン連携				○							循環器動画システム	オンライン連携				○						専用端末あり	
		超音波室1	38	超音波撮影装置	1		Xario SSA-660A	キヤノンメディカルシステムズ	PACS	オンライン連携	○	○		○							PACS	オンライン連携											
		超音波室1（健診）	39	超音波撮影装置	1		ARIETTA65 LE LV	富士フィルムヘルスケア	PACS	オンライン連携	○	○		○							PACS	オンライン連携	○	○		○							
		超音波室2	40	超音波撮影装置	1		ARIETTA65	富士フィルムヘルスケア	PACS	オンライン連携	○	○		○							PACS	オンライン連携	○	○		○							
		超音波室	41	超音波撮影装置（ポータブル）	1		LOGIQ P10	GEヘルスケア	PACS	オンライン連携				○							PACS	オンライン連携				○						管理はME（内科で使用）	
			42	超音波撮影装置	1		Viamo	キヤノンメディカルシステムズ																								PACS接続なし。その場で装置で画像を確認。	
		情報システム室	43	持込画像取込端末	1		OptiPlex	Dell	PACS	オンライン連携				○							PACS	オンライン連携				○						DVD MultiRecorder外付け	
外来	1階	眼底検査室	44	眼底カメラ	1		AFC-210	ニデック	PACS		○	○		○					PACS	オンライン連携	○	○		○									
	1階	整形外科	45	超音波撮影装置	1		SONIMAGE MX1 SNI BLE yb PREMIUM	コニカミルタ	PACS	オンライン連携				○					PACS	オンライン連携				○									
	1階	整形外科	46	超音波撮影装置	1		SNIMAGE HS1	コニカミルタ	PACS	オンライン連携		○		○					PACS	オンライン連携	○	○		○						「SONIMAGE MX1 SNI BLE yb PREMIUM」に切り替え？			
	1階	泌尿器科16番ブロック	47	超音波撮影装置	1		ARIETTA650DI	富士フィルムヘルスケア	PACS	オンライン連携				○						PACS	オンライン連携				○								
	1階	泌尿器科16番ブロック	48	超音波撮影装置	1		ARIETTA65	富士フィルムヘルスケア	PACS	オンライン連携				○						PACS	オンライン連携				○								
	1階	泌尿器科16番ブロック	49	超音波撮影装置	1		ARIETTA60	富士フィルムヘルスケア	PACS	オンライン連携				○						PACS	オンライン連携				○								
	1階	胸部外科診察室	50	超音波撮影装置	1		LOGIQ P10	GEヘルスケア	PACS	オンライン連携				○						PACS	オンライン連携				○								
1階	耳鼻咽喉科	51	超音波撮影装置	1		ARIETTA Prologue	富士フィルムヘルスケア	PACS	オンライン連携				○						PACS	オンライン連携				○									

機器設置場所 (部署/部屋)			No.	現状														次期											備考			
				名称	数量	導入年月	製品名	メーカー	接続先	連携方法	RIS 接続	DICOM Service Class								接続先	連携方法	RIS 接続	DICOM Service Class									
												MM	MPS	Storage	SR	RDSR	Q/R	Print	RT				MM	MPS	Storage	SR	RDSR	Q/R			Print	RT
病棟	1階	小児科	52	超音波撮影装置	1		フィリップス	PACS	オンライン連携				○						PACS	オンライン連携				○								
	1階	救急外来	53	超音波撮影装置（ポータブル）	1		Venue Go	GEヘルスケア	PACS	オンライン連携				○					PACS	オンライン連携				○								
	3階	ICU	54	X線撮影装置（ポータブル）	1		CONSOLE-ADVANCE MOBILE	富士フィルム	PACS	オンライン連携	○	○		○					PACS	オンライン連携	○	○		○								
	4階	感染症病棟	55	X線撮影装置（ポータブル）	1		CONSOLE-ADVANCE MOBILE	富士フィルム	PACS	オンライン連携	○	○		○					PACS	オンライン連携	○	○		○							無線で検像に接続後、PACSへ送信 ※Sirius Star Mobile	
	7階	病棟	56	超音波撮影装置（ポータブル）	1		Viamo SSA-640A	キャノンメディカルシステ	PACS	オンライン連携	○	○		○					PACS	オンライン連携	○	○		○								
手術室	3階	手術室	57	X線撮影装置（ポータブル）	1		CONSOLE-ADVANCE MOBILE	富士フィルム	PACS	オンライン連携	○	○		○					PACS	オンライン連携	○	○		○							無線、検像を介さず直接PACSへ送信	
	3階	手術室	58	外科用イメージング装置	1		Zenition70	フィリップス	PACS	オンライン連携		○		○					PACS	オンライン連携		○		○								
内視鏡	1階	内視鏡室1	59	内視鏡装置（画像取込：VT318）	1		Lasereo	富士フィルム	内視鏡システム→PACS	オンライン連携				○					PACS	オンライン連携				○							内視鏡システムの画像サーバから転送	
	1階	内視鏡室2	60	内視鏡装置（画像取込：VT318）	1		Lasereo	富士フィルム	内視鏡システム→PACS	オンライン連携				○					PACS	オンライン連携				○							内視鏡システムの画像サーバから転送	
	1階	X線TV室	61	内視鏡装置（画像取込：VT318）	1		CV-1500	オリンパス	内視鏡システム→PACS	オンライン連携				○					PACS	オンライン連携				○							内視鏡システムの画像サーバから転送	
	1階	操作ホール(X線TV室等)	62	内視鏡装置（画像取込：VT318）	1		CV-290	オリンパス	内視鏡システム→PACS	オンライン連携				○					PACS	オンライン連携				○							内視鏡システムの画像サーバから転送	
	1階	内視鏡室	63	カプセル内視鏡	1		VE-1 ?	オリンパス ?	内視鏡システム	オンライン連携																					現在接続している場合は内容の修正をお願いします。	
査生部理門検	1階	心エコー室	64	超音波撮影装置	1		Vivid E90	GEヘルスケア	PACS	オンライン連携	○	○		○					PACS	オンライン連携	○	○		○								
	1階	平衡機能検査室	65	超音波画像診断装置	1		ViewMate	Abbott	PACS	オンライン連携				○					PACS	オンライン連携				○								
処置中央	1階	中央処置室	66	超音波撮影装置	1		F37	アロカ																								
	3階	透析室	67	超音波撮影装置	1		ARIETTA50	富士フィルムヘルスケア																								
その他		mediCADサーバ	68	整形外科デジタルプランニングツール			mediCAD	東陽テクニカ	PACS	オンライン連携				○			○		PACS	オンライン連携				○			○					